



Product Specification Sheet

TS/5-21

5ml Cary Blair transport medium in tube with blue cap pure viscose tipped (polystyrene shaft) swab in a peel pouch Latex free

Product Code	TS/5-21
Description	5ml Cary Blair transport medium in tube with blue cap pure viscose tipped (polystyrene shaft) swab in a peel pouch Latex free
Intended Use	Bacteriological samples only. Collection and transport of clinical specimens especially suited for Salmonellae, Shigella spp. and Vibrio spp..
Components	Blue cap Polypropylene Tube Blue cap viscose/polystyrene swab Non-toxic glue Label & film Transport medium
Contents	De-ionised water Cary Blair Medium pH – 8.4 ± 0.2
Method of Sterilisation	Sterilised by gamma irradiation at dosage of 25-46kGy
Shelf Life	24 months from date of manufacture
Storage Conditions	4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Precautions and Limitations	
Pack Size	100 in a box
Other	Quality control testing details on final product:i) Validation of irradiation sterility.ii) Organism Recovery

This specification is intended for guidance only.

You should always refer to a professional with experience in your intended application if in any doubt.

Issue # : 5 Date : 06.06.2016

ProductSpec_TS5-21

Descripción del producto

TS/5-21

5ml de medio de transporte Cary Blair en tubo con tapa de color azul puro de viscosa con punta (eje de poliestireno) hisopo en una bolsa libre de látex.

Código del producto	TS / 5 -21
Descripción	5ml de medio de transporte Cary Blair en tubo con tapa de color azul puro de viscosa con punta (eje de poliestireno) hisopo en una bolsa libre de látex.
Intención de uso	Muestras bacteriológicas solamente. Recogida y transporte de muestras clínicas especialmente adecuados para Salmonella, Shigella spp. y Vibrio spp ..
Componentes	Tapa azul de polipropileno, tubo tapa azul en viscosa/poliestireno, medio de transporte no toxico con etiqueta.
Contenido	Agua desionizada Medio Cary Blair pH - 8,4 ± 0,2
Método de esterilización	Esterilizada por irradiación gamma a dosis de 25-46kGy
Vida útil	24 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenaje	4-25°C Almacene en un lugar seco y ventilado; protegerlo de la luz, el calor y la humedad en el recipiente original bien cerrado
Precauciones y limitaciones	-
Embalaje	100 en una caja
otros	Detalles de la prueba de control de calidad de producto final: i) Validación de esterilidad por irradiación) Organismo de Recuperación

Esta especificación es sólo para orientación.

Usted siempre debe consultar a un profesional con experiencia en su aplicación prevista en caso de duda.

Edición #: 4 Fecha: 07/26/2013

ProductSpec_TS5-21