



**Labcare**  
de Colombia



American  
Proficiency  
Institute

## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Glucosa (POC) en Sangre Total para Glucómetros True Metrix & True Metrix Pro

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	API 979
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	1
<b>Eventos por Año:</b>	2
<b>Meses de Participación:</b>	Abril y Octubre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	Tres (3).
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación comparativa. Media, SD, SDI, Incertidumbre. Resumen de desempeño. Sumario de Participantes.
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<b>Glucosa (POC)</b> en Sangre Total para Glucómetros True Metrix & True Metrix Pro.	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen de 2,0 ml. Líquida. Base Humana. Almacenar de 2° a 8°C.
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal API-PT
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos