



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Tiempo de Activación del Cóagulo para Medtronic ACT & HMS Plus

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 212
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo – Julio y Noviembre
Número de Muestras por Evento:	Cinco (5).
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa. Media, SD, SDI, Incertidumbre. Resumen de desempeño. Sumario de Participantes.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Tiempo de Activación del Cóagulo en equipos Medtronic ACT & HMS Plus.	
Características de la Muestra:	Volumen de 3,0 ml. Liofilizada. Base Humana. Almacenar de 2° a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos