

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Herbicidas ácidos en aguas subterráneas. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AQ-08
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	32
Eventos por Año:	5
Meses de Participación:	Enero - Abril - Junio - Agosto - Octubre
Número de Muestras por Evento:	3
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
2,4,5-T* 2,4,5-TP (Fenoprop)* 2,4-D 2,4-DB Dicamba 2,3,6-TBA* Picloram* Clopiralida*	Fluroxipir* Benazolina* Mecoprop Diclorprop Quinmerac* MCPA MCPB Triclopir
	Bentazona Bromoxinil Diclobenil* Ioxinil Metaldehído Alacloro* Metazacloro* Propacloro*
	S-metolacloro* Flufenacet* Propizamida* Asulam* Cloridazón* Napropamida* Glifosato AMPA
Características de la muestra:	Volumen: 2 x 1L de agua subterránea y 3 soluciones de adición de 10 ml. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS *Esos analitos no están incluidos en el alcance alcance de acreditación UKAS de LGC.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido