



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) AR 33- Control De Calidad Externo Aire - Metales (Solución Impigner).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AR-33
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	13
Eventos por Año:	Hasta 4
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Julio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual Reporte Principal Reporte de Analito Reporte Interactivo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Antimonio - Arsenico - Cadmio - Cromo - Cobalto - Cobre - Manganeseo - Niquel - Plomo - Selenio* - Talio - Vanadio - Volumen	
Características de la Muestra:	1 solución de impactor de ácido nítrico al 3,3% de volumen variable. Preparada de acuerdo con BS EN 14385. Contiene oligoelementos. Almacenar de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta de la muestra. Rango de medición de 0,005 - 0,5 (excepto para Volumen - 150 a 300 ml)
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Valor asignado - Z score - SDPA Evaluación Cualitativa: Basado en la Interpretación del z score
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido