



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hemostasia Especial: Anticoagulante Lúpico**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Referencia Interna:</b>	RCP 11440102
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	1
<b>Eventos por Año:</b>	4
<b>Meses de Participación:</b>	Febrero - Mayo - Agosto - Noviembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	2
<b>Informes Disponibles:</b>	Informe final
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
Anticoagulante Lúpico	
<b>Características de la Muestra:</b>	Plasma Liofilizado Volumen 2,0 ml. Almacenar de 2° a 8°C
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal myQAP
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Informe final - 6 a 8 semanas
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS) z-score - Mediana - Puntuación APS Comparación por concordancia Desempeño actual y acumulado Gráficos de dispersión e histograma
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Australia