



Labcare
de Colombia



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Alimento Animal. Análisis Nutricional.
LGC Standards (UK)**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AF-01
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	12
Eventos por Año:	Hasta 4
Meses de Participación:	Marzo-Mayo-Agosto-Enero
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual Reporte Principal Reporte de Analito Reporte Interactivo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Humedad - Proteína bruta - Grasa bruta - Ceniza bruta - Ceniza insoluble en ácido clorhídrico - azúcares - fibra bruta - Almidón - ADF - NDF - PPD - pH.	
Características de la Muestra:	125 gr Alimento animal que puede variar entre: Ganado-ovejas-aves-cerdos Almacenar a temperatura ambiente (20±5°C) Incluye todo el rango de Medicion
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Valor asignado - Z score - SDPA
	Evaluación Cualitativa: Basado en la Interpretacion del z score
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido