



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo Molecular HIV (RNA). Labcare/Seracare (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LAB 005BM
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo-Julio-Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1 o 2
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
HIV (RNA)	
Características de la Muestra:	Volumen 1,2 ml. Suero/Plasma Almacenar a -20°C
Reporte de Resultados:	Impreso/Pataforma web PEEC
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Analisis Cualitativo: Desempeño Actual y acumulado. Concordancia (Satisfactorio/No satisfactorio) % de Concordancia Analisis Cuantitativo: Media, SD, SDI
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen de la matriz:	Estados Unidos