



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Química Urinaria

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 143
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	16
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	3
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Amilasa - Calcio - Cloro - Creatinina - Glucosa - Magnesio - Microalbumina - Relacion Microalbumina/Creatinina - Osmolalidad - Fosforo - Potasio - Sodio - Nitrogeno Total - Proteinas Totales - Nitrogeno Uréico - Acido Urico	
Características de la Muestra:	Volumen 10,0 ml. Orina Aplica para analisis cuantitativo.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos