



Labcare
de Colombia



Improve the quality of your analyses

Ensayo de Aptitud para Análisis de Químicos y Metales en Sedimentos.

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ALG 9
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	38
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Enero - Julio
Número de Muestras por Evento:	4
Informes Disponibles:	Informe de Prueba Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
COT- Ag - Al - As - B - Ba - Be - Ca - Ctotal - Cd - Co - Cr - Cu - Fe - Hg - K - Li - Mn - Mg - Mo - Ntotal - Na - Ni - NTK - Ptotal - Pb - pH - Sb - Se - Sn - Ti - Tl - U - V - Zn - Materia seca - Distribución del tamaño del grano - Pérdida por calcinación a 550°C.	
Características de la Muestra:	Volúmen: 2 botellas: 60 gr. aproximadamente. 2 botellas: 200 gr. Aproximadamente. Sedimentos Marinos, Sedimentos Fluviales o Sedimentos Portuarios. Requisitos de Almacenamiento: * Temperatura Ambiente. * En lugar seco y oscuro.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal AGLAE
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Resumen del Desempeño Analítico (veracidad, Repetibilidad y estimación de la incertidumbre). Evaluación de la calidad global de la prueba Media - SD. Z-score - Z-score' - Zeta-score. Gráfico de Clasificación de la Precisión Tabla Distribución de la Clasificación de Precisión. Evaluación Cualitativa del Análisis.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17025 - COFRA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Francia