



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Leche (beta lactams). Antibióticos. LGC Standards (UK)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-CH-70
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	Hasta 4
Meses de Participación:	Enero - Abril - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Antibióticos (Beta lactams)	
Características de la Muestra:	Volúmen 2 x 5,0 ml. Leche liofilizada. Requisitos de Almacenamiento: * Temperatura Ambiente (20 +/- 5°C). * Una vez reconstituído: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa: Presencia/Ausencia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido