



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Chocolate. Replica. Recuento Total de Aerobios Mesófilos Enumeración de Enterococos; Enterobacteriaceae; Coliformes; Levadura; Mohos. LGC Standards (UK)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-CT-713-X
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	6
Eventos por Año:	Hasta 2
Meses de Participación:	Enero - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Corresponde a una replica de muestra del programa LGC PT-CT-713 Enumeracion de Organismos Indicadores en Cocoa en polvo: Recuento de Mesofilos Aerobios Totales - Enumeración de Enterococos - Enumeracion de Enterobacterias - Enumeracion de Coliformes - Enumeracion de Levaduras - Enumeración de Moho	
Características de la Muestra:	10 gr. Cocoa en Polvo. Aplica para todos los métodos. Incluye Rango de Medición. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Mediana - Z score - SDPA Interpretacion de la Evaluacion Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido