



**Labcare**  
de Colombia



**AXIO**  
PROFICIENCY TESTING

## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Análisis Químicos de Cannabis - Terpenos. Aceite de Cañamo. LGC Standards (UK)

### Especificaciones Técnicas

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia Interna:</b>                                                                                                                                                                                     | LGC PT-CA-02                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eventos por Año:</b>                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Meses de Participación:</b>                                                                                                                                                                                 | Marzo                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Número de Muestras por Evento:</b>                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informes Disponibles:</b>                                                                                                                                                                                   | Reporte Individual.<br>Reporte Principal.<br>Reporte de Analito.<br>Reporte Interactivo.                                                                                                                                                       |
| <b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| (-)- $\alpha$ -Bisabolol; $\alpha$ -Humulene; $\alpha$ -Pinene; $\alpha$ -Terpinolene; $\beta$ -Caryophyllene; $\beta$ -Myrcene; (1S)-(-)- $\beta$ -Pinene; (-)-Caryophyllene oxide; R-(+)-Limonene; Linalool. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Características de la Muestra:</b>                                                                                                                                                                          | 10,0 gr.<br>Aceite de Cañamo.<br>Listas para usar<br>Muestras de cannabis simuladas y de aceite disponibles en el mercado.<br>Incluye numero CAS<br>Aplica para todos los rangos de medición.<br>Requisitos de Almacenamiento: Congelado <20°C |
| <b>Reporte de Resultados:</b>                                                                                                                                                                                  | Internet - Portal LGC-AXIO.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oportunidad del Reporte:</b>                                                                                                                                                                                | Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>                                                                                                                                          | Evaluación Cuantitativa:<br>Media - Z score - SDPA<br>Interpretacion de la Evaluacion Cuantitativa:<br>Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio                                                                                          |
| <b>Respaldo Regulatorio:</b>                                                                                                                                                                                   | ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001<br>UKAS                                                                                                                                                                                               |
| <b>Capacitación y Educación:</b>                                                                                                                                                                               | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Origen:</b>                                                                                                                                                                                                 | Reino Unido                                                                                                                                                                                                                                    |