



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hematología. Abbott Cell-Dyn, Ruby, Sapphire y Diatron Abacus 5. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 242
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	18
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Diferencial Automatizado de 5 poblaciones, Hematocrito, Hemoglobina, IRF, MCH, MCHC, MCV, MPV, nRBC, Recuento de Plaquetas, RBC, RDW, Conteo de Reticulocitos, WBC	
Características de la Muestra:	Volumen 3,0 ml. Sangre Total Simulada. Aplica para los analizadores Abbott Cell-Dyn, Ruby, Sapphire, Diatron Abacus 5 y Advia 560. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos