



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hematología para Sysmex XE, XN, XS y XT. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 238
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	18
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Diferencial Automatizado 5 poblaciones- Hematocrito - Hemoglobina - IG# - IG% - IPF - IRF - MCH - MCHC - MCV - nRBC - Conteo de Plaquetas - RBC - RDW CV - RDW SD - RET He - Conteo de Reticulocitos - WBC	
Características de la Muestra:	Volumen 2,0 ml. Sangre Total Simulada. Aplica para todos los analizadores Sysmex XE, XN, XS y XT. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos