Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Detección de Clostridium y Staphylococcus en agua mineral. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-WT-424
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Mayo - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de estafilococos coagulasa positivos Detección de clostridios reductores de sulfito Detección de esporas de clostridios reductores de sulfito.	
Características de la Muestra:	Volumen: Vial de 10 ml, para reconstituir hasta alcanzar un volumen final de 1L. Agua mineral. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Comparación frente al resultado esperado.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido